

< 別紙 >

製造会社名〔株〕フィリップスエレクトロニクスジャパン〕 記入日 2017年 8月 15日

	製品名	型番	試験結果に関する情報 (学術論文等)	血圧計・カフの メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
1	IntelliVue 生体情報モニタ	MP20-90	型式承認 (血圧計)	製品の耐用期間は7年。 カフが損傷するか、詰まるか、または見た目にも汚れが激しい場合。また、漏れが検知されたことを知らせるメッセージがモニタに表示された場合は交換。	薬事・品質保証本部 03-3740-3023
2	分娩監視装置	FM20/30	型式承認 (血圧計)	製品の耐用期間は7年。 カフが損傷するか、詰まるか、または見た目にも汚れが激しい場合。また、漏れが検知されたことを知らせるメッセージがモニタに表示された場合は交換。	薬事・品質保証本部 03-3740-3023
3	分娩監視装置	FM40/50	型式承認 (血圧計)	製品の耐用期間は7年。 カフが損傷するか、詰まるか、または見た目にも汚れが激しい場合。また、漏れが検知されたことを知らせるメッセージがモニタに表示された場合は交換。	薬事・品質保証本部 03-3740-3023
4	IntelliVue 生体情報モニタ	MP2/X2	型式承認 (血圧計)	製品の耐用期間は7年。 カフが損傷するか、詰まるか、または見た目にも汚れが激しい場合。また、漏れが検知されたことを知らせるメッセージがモニタに表示された場合は交換。	薬事・品質保証本部 03-3740-3023
5	IntelliVue 生体情報モニタ	MP5	型式承認 (血圧計)	製品の耐用期間は7年。 カフが損傷するか、詰まるか、または見た目にも汚れが激しい場合。また、漏れが検知されたことを知らせるメッセージがモニタに表示された場合は交換。	薬事・品質保証本部 03-3740-3023
6	HeartStart モニタ付除細動器	MR x	型式承認 (血圧計)	製品の耐用期間は6年。 カフが損傷するか、詰まるか、または見た目にも汚れが激しい場合。また、漏れが検知されたことを知らせるメッセージがモニタに表示された場合は交換。	薬事・品質保証本部 03-3740-3023
7	Expression 生体情報モニタ	Expressionシリーズ	型式承認 (血圧計)	製品の耐用期間は7年。 カフが損傷するか、詰まるか、または見た目にも汚れが激しい場合。また、漏れが検知されたことを知らせるメッセージがモニタに表示された場合は交換。	薬事・品質保証本部 03-3740-3023