

	製品名	型番	試験結果に関する情報(学術論文等)	血圧計・カフのメンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
1	携帯型自動血圧計	TM-2430 (日本販売型番:TM-2433)	BHS ●Blood Pressure Monitoring, 1998, 3: 255-260 Validation of the A&D TM-2430 device for ambulatory blood pressure monitoring and evaluation of performance according to subjects' characteristics.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安):1年	TEL: 03-5391-6120 担当: メディカル事業推進部 梅田
2	携帯型自動血圧計	TM-2430 (日本販売型番:TM-2433)	BHS ●Blood Pressure Monitoring, 2012, 17:76-9 Validation of A&D TM-2430 upper-arm blood pressure monitor for ambulatory blood pressure monitoring in children and adolescents, according to the British Hypertension Society protocol.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安):1年	TEL: 03-5391-6120 担当: メディカル事業推進部 梅田
3	全自動血圧計	TM-2655P (日本販売型番:TM-2655、TM-2655P、TM-2655VP)	BHS ●Blood Pressure Monitoring, 2006, 11:87-90 Validation of TM-2655 oscillometric device for blood pressure measurement.	耐用年数:5年 カフ耐用回数(目安):5万回	TEL: 03-5391-6120 担当: メディカル事業推進部 梅田
4	全自動血圧計	TM-2656 (日本販売型番:TM-2656VPW)	BHS ●Blood Pressure Monitoring, 2013, 18:223-226 Validation of the fully automated A&D TM-2656 blood pressure monitor according to the British Hypertension Society Protocol	耐用年数:5年 カフ耐用回数(目安):5万回	TEL: 03-5391-6120 担当: メディカル事業推進部 梅田
5	水銀レス血圧計	UM-101 (日本販売型番:UM-101)	ESH International Protocol ●Blood Pressure Monitoring, 2008, 13:37-42 Validation of the A&D UM-101 professional hybrid device for office blood pressure measurement according to the European Hypertension Society International Protocol.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安):2年	TEL: 03-5391-6120 担当: メディカル事業推進部 加藤
6	水銀レス血圧計	UM-101 (日本販売型番:UM-101)	ESH International Protocol ●Blood Pressure Monitoring, 2010, 15:322-5 A new technique for simultaneous validation of two manual nonmercury auscultatory sphygmomanometers (A&D UM-101 and Accoson Greenlight 300) based on the International protocol.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安):2年	TEL: 03-5391-6120 担当: メディカル事業推進部 加藤

8	上腕式血圧計	UA-767 (日本販売型番: UA-767/UA-766/UA-767PC/UA-767V) 生産終了	BHS ●Blood Pressure Monitoring,2000, 5:227-231 Validation of A&D UA-767 device for the self-measurement of blood pressure.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安): 2年	TEL: 03-5391-6120 担当: メディカル事業推進部 五十嵐
9	上腕式血圧計	UA-767 Plus (日本販売型番: UA-772K/UA-772NFC)	BHS ●Clinical Pharmacology and Therapy, 2003, 12 (2) Validation of UA-767 Plus device for self-measurment of blood pressure.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安): 2年	TEL: 03-5391-6120 担当: メディカル事業推進部 五十嵐
10	上腕式血圧計	UA-774 (UA-767Plus) (日本販売型番: UA-774/UA-774J)	BHS ●Blood Pressure Monitoring,2004, 9:225-229 Validation of the A&D UA-774 (UA-767Plus) device for self-measurement of blood pressure.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安): 2年	TEL: 03-5391-6120 担当: メディカル事業推進部 五十嵐
11	上腕式血圧計	UA-787 (日本販売型番: UA-787/UA-786L) 生産終了	BHS ●Blood Pressure Monitoring, 2003, 8: 91-95 Performance of the UA-787 oscillometric blood pressure monitor according to the European Society of Hypertension protocol.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安): 2年	TEL: 03-5391-6120 担当: メディカル事業推進部 五十嵐
12	上腕式血圧計	UA-779/631 (日本販売型番: UA-631D) 生産終了	ESH International Protocol ●Blood Pressure Monitoring,2002, 7:243-248 Validation of the A&D UA-631 (UA-779 Life Source) device for self-measurement of blood pressure and relationship	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安): 2年	TEL: 03-5391-6120 担当: メディカル事業推進部 五十嵐
13	上腕式血圧計	UA-85x (日本販売型番: UA-851PBT-C/UA-853)	ESH International Protocol ●Blood Pressure Monitoring,2008,13:339-341 Validation of A&D UA-85x (UA-851, 852, 853, 854, 855) device for blood pressure measurement.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安): 2年	TEL: 03-5391-6120 担当: メディカル事業推進部 五十嵐

14	上腕式血圧計	UA-704 (日本販売型番:UA-704)	BHS ●Blood Pressure Monitoring,2005,10:223-225 Validation of semi-automatic device UA-704 for self-measurement of blood pressure.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安):2年	TEL: 03-5391-6120 担当: メディカル事業推進部 五十嵐
15	上腕式血圧計	UA-1020 (UA-1010, UA-1020, UA-1030T) (D-ring 22cm -32cm cuff) (日本販売型番:UA-1030T/UA-1020B/UA-1020G/UA-1020P)	BHS ●Blood Pressure Monitoring,2013,18:177-181 Validation of the A&D UA-1020 upper-arm blood pressure monitor for home blood pressure monitoring according to the British Hypertension Society Protocol	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安):2年	TEL: 03-5391-6120 担当: メディカル事業推進部 五十嵐
16	上腕式血圧計	UA-651(UA-611) (日本販売型番:UA-651BLE/UA-611)	ESH International Protocol revision 2010 ●Blood Pressure Monitoring,2014,19:50-53 Validation of the A&D BP UA-651 device for home blood pressure measurement according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安):2年	TEL: 03-5391-6120 担当: メディカル事業推進部 五十嵐