

製造会社名〔 株式会社エー・アンド・デイ 〕 記入日 2018年11月21日

	製品名	型番	試験結果に関する情報 (学術論文等)	血圧計・カフの メンテナンス情報	掲載情報に関する 連絡先
1	携帯型自動血 圧計	TM-2430 (日本販売型番：TM- 2433)	BHS ●Blood Pressure Monitoring, 1998, 3: 255- 260 Validation of the A&D TM-2430 device for ambulatory blood pressure monitoring and evaluation of performance according to subjects' characteristics.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目 安)：1年	TEL: 03-5391-6120  担当: メディカル事業 推進部 梅田
2	携帯型自動血 圧計	TM-2430 (日本販売型番：TM- 2433)	BHS ●Blood Pressure Monitoring, 2012, 17:76- 9 Validation of A&D TM-2430 upper-arm blood pressure monitor for ambulatory blood pressure monitoring in children and adolescents, according to the British Hypertension Society protocol.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目 安)：1年	TEL: 03-5391-6120  担当: メディカル事業 推進部 梅田
3	全自動血圧計	TM-2655P (日本販売型番：TM- 2655、TM-2655P 、TM-2655VP)	BHS ●Blood Pressure Monitoring, 2006, 11:87- 90 Validation of TM-2655 oscillometric device for blood pressure measurement.	耐用年数:5年 カフ耐用回数(目 安)：5万回	TEL: 03-5391-6120  担当: メディカル事業 推進部 梅田
4	全自動血圧計	TM-2656 (日本販売型番：TM- 2656VPW)	BHS ● Blood Pressure Monitoring, 2013, 18:223-226 Validation of the fully automated A&D TM- 2656 blood pressure monitor according to the British Hypertension Society Protocol	耐用年数:5年 カフ耐用回数(目 安)：5万回	TEL: 03-5391-6120  担当: メディカル事業 推進部 梅田

5	水銀レス血圧計	UM-101 (日本販売型番:UM-101)	ESH International Protocol ●Blood Pressure Monitoring, 2008, 13:37-42 Validation of the A&D UM-101 professional hybrid device for office blood pressure measurement according to the European Hypertension Society International Protocol.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安):2年	TEL: 03-5391-6120  担当: メディカル事業推進部 梅田
6	水銀レス血圧計	UM-101 (日本販売型番:UM-101)	ESH International Protocol ●Blood Pressure Monitoring, 2010, 15:322-5 A new technique for simultaneous validation of two manual nonmercury auscultatory sphygmomanometers (A&D UM-101 and Accoson Greenlight 300) based on the International protocol.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安):2年	TEL: 03-5391-6120  担当: メディカル事業推進部 梅田
7	上腕式血圧計	UA-767 (日本販売型番:UA-767/UA-766/UA-767PC/UA-767V) 生産終了	BHS ●Blood Pressure Monitoring, 2000, 5:227-231 Validation of A&D UA-767 device for the self-measurement of blood pressure.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安):2年	TEL: 03-5391-6120  担当: メディカル事業推進部 五十嵐
8	上腕式血圧計	UA-767 Plus (日本販売型番:UA-772K/UA-772NFC)	BHS ●Clinical Pharmacology and Therapy, 2003, 12 (2) Validation of UA-767 Plus device for self-measurement of blood pressure.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安):2年	TEL: 03-5391-6120  担当:五十嵐 メディカル事業推進部 五十嵐

9	上腕式血圧計	UA-774 (UA-767Plus) (日本販売型番 : UA-774/UA-774J)	BHS ●Blood Pressure Monitoring, 2004, 9:225-229 Validation of the A&D UA-774 (UA-767Plus) device for self-measurement of blood pressure.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安) : 2年	TEL: 03-5391-6120  担当: メディカル事業推進部 五十嵐
10	上腕式血圧計	UA-787 (日本販売型番 : UA-787/UA-786L) 生産終了	BHS ●Blood Pressure Monitoring, 2003, 8: 91-95 Performance of the UA-787 oscillometric blood pressure monitor according to the European Society of Hypertension protocol.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安) : 2年	TEL: 03-5391-6120  担当: メディカル事業推進部 五十嵐
11	上腕式血圧計	UA-779/631 (日本販売型番 : UA-631D) 生産終了	ESH International Protocol ●Blood Pressure Monitoring, 2002, 7:243-248 Validation of the A&D UA-631 (UA-779 Life Source) device for self-measurement of blood pressure and relationship	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安) : 2年	TEL: 03-5391-6120  担当: メディカル事業推進部 五十嵐
12	上腕式血圧計	UA-85x (日本販売型番 : UA-851PBT-C/UA-853)	ESH International Protocol ●Blood Pressure Monitoring. 2008, 13:339-341 Validation of A&D UA-85x (UA-851, 852, 853, 854, 855) device for blood pressure measurement.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安) : 2年	TEL: 03-5391-6120  担当: メディカル事業推進部 五十嵐
13	上腕式血圧計	UA-704 (日本販売型番 : UA-704)	BHS ●Blood Pressure Monitoring, 2005, 10:223-225 Validation of semi-automatic device UA-704 for self-measurement of blood pressure.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安) : 2年	TEL: 03-5391-6120 メディカル事業推進部 梅田 担当: メディカル事業推進部 五十嵐

1 4	上腕式血圧計	UA-1020 (UA-1010, UA-1020, UA-1030T) (D-ring 22cm -32cm cuff) (日本販売型番 : UA-1030T/UA-1020B/UA-1020G/UA-1020P)	BHS ●Blood Pressure Monitoring, 2013, 18:177-181 Validation of the A&D UA-1020 upper-arm blood pressure monitor for home blood pressure monitoring according to the British Hypertension Society Protocol	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数 (目安) : 2年	TEL: 03-5391-6120  担当: メディカル事業推進部 五十嵐
1 5	上腕式血圧計	UA-651 (UA-611) (日本販売型番 : UA-651BLE/UA-611)	ESH International Protocol revision 2010 ●Blood Pressure Monitoring, 2014, 19:50-53 Validation of the A&D BP UA-651 device for home blood pressure measurement according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数 (目安) : 2年	TEL: 03-5391-6120  担当: メディカル事業推進部 五十嵐
1 6	手首式血圧計	UB-511/512 (日本販売型番 : UB-510/UB-511/UB-511L/UB-512/512H)	BHS ●Blood Pressure Monitoring, 2006, 11:349-354 Validation of the A&D wrist-cuff UB-511 (UB-512) device for self-measurement of blood pressure.	耐用年数:5年	TEL: 03-5391-6120  担当: メディカル事業推進部 五十嵐