

製造会社名 [株式会社フィリップス・ジャパン] 記入日 2018年11月15日

	製品名	型番	試験結果に関する情報 (学術論文等)	血圧計・カフの メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
1	分娩監視装置 FM	FM20/30	型式承認 (血圧計)	製品の耐用期間は7年。 カフが損傷するか、詰まるか、または見た目にも汚れが激しい場合。また、漏れが検知されたことを知らせるメッセージがモニタに表示された場合は交換。	薬事・品質保証本部 03-3740-3023
2	分娩監視装置 FM40/50	FM40/50	型式承認 (血圧計)	製品の耐用期間は7年。 カフが損傷するか、詰まるか、または見た目にも汚れが激しい場合。また、漏れが検知されたことを知らせるメッセージがモニタに表示された場合は交換。	薬事・品質保証本部 03-3740-3023
3	生体情報モニタ IntelliVue	MP20-90 MX400-800	型式承認 (血圧計)	製品の耐用期間は7年。 カフが損傷するか、詰まるか、または見た目にも汚れが激しい場合。また、漏れが検知されたことを知らせるメッセージがモニタに表示された場合は交換。	薬事・品質保証本部 03-3740-3023
4	生体情報モニタ IntelliVue MP2/X2	MP2/X2	型式承認 (血圧計)	製品の耐用期間は7年。 カフが損傷するか、詰まるか、または見た目にも汚れが激しい場合。また、漏れが検知されたことを知らせるメッセージがモニタに表示された場合は交換。	薬事・品質保証本部 03-3740-3023
5	生体情報モニタ IntelliVue MP5	MP5	型式承認 (血圧計)	製品の耐用期間は7年。 カフが損傷するか、詰まるか、または見た目にも汚れが激しい場合。また、漏れが検知されたことを知らせるメッセージがモニタに表示された場合は交換。	薬事・品質保証本部 03-3740-3023
6	XL+シリーズ	ハートスタートXL+ Efficia DFM100 DFM100 Hospital	型式承認 (血圧計)	製品の耐用期間は6年。 カフが損傷するか、詰まるか、または見た目にも汚れが激しい場合。また、漏れが検知されたことを知らせるメッセージがモニタに表示された場合は交換。	薬事・品質保証本部 03-3740-3023
7	フィリップス MRI対応 生体情報モニタ	MR400	型式承認 (血圧計)	製品の耐用期間は7年。 カフが損傷するか、詰まるか、または見た目にも汚れが激しい場合。また、漏れが検知されたことを知らせるメッセージがモニタに表示された場合は交換。	薬事・品質保証本部 03-3740-3023