

| | 製品名 | 型番 | 試験結果に関する情報 (学術論文等) | 血圧計・カフの メンテナンス情報 | 掲載情報に関する連絡先 |
|----|------------|--------------|--|--|---|
| 1 | デジタルホルタ記録器 | FM-970 | ESH International Protocol Validation of the FM-800 Ambulatory Blood Pressure Monitor According to the Association for the Advancement of Medical Instrumentation Criteria and the International Protocol: Clinical and Experimental Hypertension, 32(8), 523-527. | 本体：耐用期間6年 | http://www.fukuda.co.jp/ お客様窓口 TEL：03-5802-6600 |
| 2 | デジタルホルタ記録器 | FM-800 | ESH International Protocol Validation of the FM-800 Ambulatory Blood Pressure Monitor According to the Association for the Advancement of Medical Instrumentation Criteria and the International Protocol: Clinical and Experimental Hypertension, 32(8), 523-527. | 本体：耐用期間6年 | http://www.fukuda.co.jp/ お客様窓口 TEL：03-5802-6600 |
| 3 | ベッドサイドモニタ | DS-7000シリーズ | AAMI SP10 Bruce S. Alpert and Douglas W. Blakely. Validation of the Fukuda Denshi DS-7000/NIBP-701 patient monitor by AAMI standard testing. (Blood Pressure Monitoring 2009, Vol 14 No.6, 274-276) | 耐用測定回数・年数 血圧計：100,000回、もしくは6年 カフ：2年（ディスプレイを除く） | http://www.fukuda.co.jp/ お客様窓口 TEL：03-5802-6600 |
| 4 | ベッドサイドモニタ | DS-7200シリーズ | AAMI SP10 Bruce S. Alpert and Douglas W. Blakely. Validation of the Fukuda Denshi DS-7000/NIBP-701 patient monitor by AAMI standard testing. (Blood Pressure Monitoring 2009, Vol 14 No.6, 274-276) | 耐用測定回数・年数 血圧計：100,000回、もしくは6年 カフ：2年（ディスプレイを除く） | http://www.fukuda.co.jp/ お客様窓口 TEL：03-5802-6600 |
| 5 | ベッドサイドモニタ | DS-8100シリーズ | AAMI SP10 Bruce S. Alpert and Douglas W. Blakely. Validation of the Fukuda Denshi DS-7000/NIBP-701 patient monitor by AAMI standard testing. (Blood Pressure Monitoring 2009, Vol 14 No.6, 274-276) | 耐用測定回数・年数 血圧計：100,000回、もしくは6年 カフ：2年（ディスプレイを除く） | http://www.fukuda.co.jp/ お客様窓口 TEL：03-5802-6600 |
| 6 | ベッドサイドモニタ | DS-8200シリーズ | AAMI SP10 Bruce S. Alpert and Douglas W. Blakely. Validation of the Fukuda Denshi DS-7000/NIBP-701 patient monitor by AAMI standard testing. (Blood Pressure Monitoring 2009, Vol 14 No.6, 274-276) | 耐用測定回数・年数 血圧計：100,000回、もしくは6年 カフ：2年（ディスプレイを除く） | http://www.fukuda.co.jp/ お客様窓口 TEL：03-5802-6600 |
| 7 | ベッドサイドモニタ | DS-8400シリーズ | AAMI SP10 Bruce S. Alpert and Douglas W. Blakely. Validation of the Fukuda Denshi DS-7000/NIBP-701 patient monitor by AAMI standard testing. (Blood Pressure Monitoring 2009, Vol 14 No.6, 274-276) | 耐用測定回数・年数 血圧計：100,000回、もしくは6年 カフ：2年（ディスプレイを除く） | http://www.fukuda.co.jp/ お客様窓口 TEL：03-5802-6600 |
| 8 | ベッドサイドモニタ | DS-8500シリーズ | AAMI SP10 Bruce S. Alpert and Douglas W. Blakely. Validation of the Fukuda Denshi DS-7000/NIBP-701 patient monitor by AAMI standard testing. (Blood Pressure Monitoring 2009, Vol 14 No.6, 274-276) | 耐用測定回数・年数 血圧計：100,000回、もしくは6年 カフ：2年（ディスプレイを除く） | http://www.fukuda.co.jp/ お客様窓口 TEL：03-5802-6600 |
| 9 | ベッドサイドモニタ | DS-8005シリーズ | AAMI SP10 Bruce S. Alpert and Douglas W. Blakely. Validation of the Fukuda Denshi DS-7000/NIBP-701 patient monitor by AAMI standard testing. (Blood Pressure Monitoring 2009, Vol 14 No.6, 274-276) | 耐用測定回数・年数 血圧計：100,000回、もしくは6年 カフ：2年（ディスプレイを除く） | http://www.fukuda.co.jp/ お客様窓口 TEL：03-5802-6600 |
| 10 | ベッドサイドモニタ | DS-8007シリーズ | AAMI SP10 Bruce S. Alpert and Douglas W. Blakely. Validation of the Fukuda Denshi DS-7000/NIBP-701 patient monitor by AAMI standard testing. (Blood Pressure Monitoring 2009, Vol 14 No.6, 274-276) | 耐用測定回数・年数 血圧計：100,000回、もしくは6年 カフ：2年（ディスプレイを除く） | http://www.fukuda.co.jp/ お客様窓口 TEL：03-5802-6600 |
| 11 | ベッドサイドモニタ | DSL-8001シリーズ | AAMI SP10 Bruce S. Alpert and Douglas W. Blakely. Validation of the Fukuda Denshi DS-7000/NIBP-701 patient monitor by AAMI standard testing. (Blood Pressure Monitoring 2009, Vol 14 No.6, 274-276) | 耐用測定回数・年数 血圧計：100,000回、もしくは6年 カフ：2年（ディスプレイを除く） | http://www.fukuda.co.jp/ お客様窓口 TEL：03-5802-6600 |