

製造会社名〔 株式会社エー・アンド・デイ 〕 記入日 2019年 11月 15日

	製品名	型番	試験結果に関する情報 (学術論文等)	血圧計・カフの メンテナンス情報	掲載情報に関する 連絡先
	上腕式血圧計	UA-85x (日本販売型番 : UA-851PBT-C)	ESH International Protocol ●Blood Pressure Monitoring. 2008, 13:339-341 Validation of A&D UA-85x (UA-851, 852, 853, 854, 855) device for blood pressure measurement.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安) : 2年	TEL: 03-5391-6120 担当: メディカル事業 推進部 上妻
	上腕式血圧計	UA-651(UA-611) (日本販売型番 : UA-651MR/UA-651BLE/UA-611)	ESH International Protocol revision 2010 ●Blood Pressure Monitoring, 2014, 19:50-53 Validation of the A&D BP UA-651 device for home blood pressure measurement according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安) : 2年	TEL: 03-5391-6120 担当: メディカル事業 推進部 上妻
	上腕式血圧計	UA-704 (日本販売型番 : UA-704)	BHS ●Blood Pressure Monitoring, 2005, 10:223-225 Validation of semi-automatic device UA-704 for self-measurement of blood pressure.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安) : 2年	TEL: 03-5391-6120 担当: メディカル事業 推進部 上妻
	上腕式血圧計	UA-1020 (UA-1005, UA-1010, UA-1020, UA-1030T) (D-ring 22cm -32cm cuff) (日本販売型番 : UA-1005MR/UA-1020B/UA-1020G/UA-1030TMR)	BHS ●Blood Pressure Monitoring, 2013, 272-277 Validation of the A&D UA-1020 upper-arm blood pressure monitor for home blood pressure monitoring according to the British Hypertension Society Protocol	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安) : 2年	TEL: 03-5391-6120 担当: メディカル事業 推進部 上妻

	上腕式血圧計	UA-654 (日本販売型番 : UA-654MR)	ESH ●Blood Pressure Monitoring, 2014, 19:50-53 Validation of the A&D BP UA-651 device for home blood pressure measurement according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安) : 2年	TEL: 03-5391-6120 担当: メディカル事業 推進部 上妻
--	--------	-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	------------------------------------------------------