

	製品名	型番	試験結果に関する情報（学術論文等）	血圧計・カフの メンテナンス情報	掲載情報に 関する連絡先
1	上腕式血圧計	CHD701	Validation of two blood pressure measurement devices according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-463E and the Citizen CH-461C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2010 : 15(3):158-62 「血圧測定性能はCH-463Eと同じ」。	<血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回（朝夜各3回）] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
2	上腕式血圧計	CHUR901	Validation of two blood pressure measurement devices according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-463E and the Citizen CH-461C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2010 : 15(3):158-62 「血圧測定性能はCH-461Cと同じ」。	<血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回（朝夜各3回）] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
3	上腕式血圧計	CHU703	Validation of two blood pressure measurement devices according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-463E and the Citizen CH-461C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2010 : 15(3):158-62 「血圧測定性能はCH-461Cと同じ」。	<血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回（朝夜各3回）] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
4	上腕式血圧計	CH-552	Validation of two blood pressure measurement devices according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-463E and the Citizen CH-461C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2010 : 15(3):158-62 「血圧測定性能はCH-461Cと同じ」。	<血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回（朝夜各3回）] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部

	製品名	型番	試験結果に関する情報（学術論文等）	血圧計・カフの メンテナンス情報	掲載情報に 関する連絡先
5	上腕式血圧計	CH-551	Validation of two blood pressure measurement devices according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-463E and the Citizen CH-461C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2010 : 15(3):158-62 「血圧測定性能はCH-461Cと同じ」。	<血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回（朝夜各3回）] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
6	上腕式血圧計	CH-550	Trial of validation of two devices for self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-432B and the Citizen CH-656C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2008 : 13(1):55-62 「血圧測定性能はCH-432Bと同じ」。	<血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回（朝夜各3回）] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
7	上腕式血圧計	CH-453F	Trial of validation of two devices for self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-432B and the Citizen CH-656C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2008 : 13(1):55-62 「血圧測定性能はCH-432Bと同じ」。	<血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回（朝夜各3回）] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
8	上腕式血圧計	CH-452	Trial of validation of two devices for self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-432B and the Citizen CH-656C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2008 : 13(1):55-62 「血圧測定性能はCH-432Bと同じ」。	<血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回（朝夜各3回）] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部

	製品名	型番	試験結果に関する情報（学術論文等）	血圧計・カフの メンテナンス情報	掲載情報に 関する連絡先
9	上腕式血圧計	CHU501	Validation of two blood pressure measurement devices according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-463E and the Citizen CH-461C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2010 : 15(3):158-62 「血圧測定性能はCH-461Cと同じ」。	<血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回（朝夜各3回）] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
10	上腕式血圧計	CHU302	Trial of validation of two devices for self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-432B and the Citizen CH-656C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2008 : 13(1):55-62 「血圧測定性能はCH-432Bと同じ」。	<血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回（朝夜各3回）] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
11	上腕式血圧計	CHU502	Validation of two blood pressure measurement devices according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-463E and the Citizen CH-461C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2010 : 15(3):158-62 「血圧測定性能はCH-461Cと同じ」。	<血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回（朝夜各3回）] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
12	上腕式血圧計	CHUC311 CHUC615	Trial of validation of two devices for self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-432B and the Citizen CH-656C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2008 : 13(1):55-62 「血圧測定性能はCH-432Bと同じ」。	<血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回（朝夜各3回）] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部

	製品名	型番	試験結果に関する情報（学術論文等）	血圧計・カフの メンテナンス情報	掲載情報に 関する連絡先
13	上腕式血圧計	CHUF311 CHUF312-MK	Trial of validation of two devices for self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-432B and the Citizen CH-656C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2008 : 13(1):55-62 「血圧測定性能はCH-432Bと同じ」。	<血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回（朝夜各3回）] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
14	上腕式血圧計	CHUG330 CHUG340 CHUG360 CHUG370	Trial of validation of two devices for self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-432B and the Citizen CH-656C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2008 : 13(1):55-62 「血圧測定性能はCH-432Bと同じ」。	<血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回（朝夜各3回）] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
15	自動電子血圧計	CH-432(上腕) 販売終了	Trial of validation of two devices for self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-432B and the Citizen CH-656C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2008 : 13(1):55-62	<血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回（朝夜各3回）] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
16	自動電子血圧計	CH-463E(上腕) CH-461C (上腕) 両モデルとも販売 終了	Validation of two blood pressure measurement devices according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-463E and the Citizen CH-461C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2010 : 15(3):158-62	<血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回（朝夜各3回）] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部