

	製品名	型番	試験結果に関する情報 (学術論文等)	血圧計とカフの 清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
1	携帯型自動血圧計	TM-2441 (日本販売型番： TM-2441)	ISO ●"Blood Pressure Monitoring, 2019, 24(1):38-41 Validation of the TM-2441 ambulatory blood pressure measurement device according to the ISO 81060-2:2013 standard	ぬるま湯と中性洗剤に浸したガーゼや布 をよく絞り、汚れを完全に拭きとってくだ さい。  本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安)：1年または30000 回の早いほう	TEL: 03-5391-6120  担当： メディカル営業部 梅田
2	携帯型自動血圧計	TM-2430 (日本販売型番： TM-2433)	BHS ●Blood Pressure Monitoring, 1998, 3: 255-260 Validation of the A&D TM-2430 device for ambulatory blood pressure monitoring and evaluation of performance according to subjects' characteristics. ●Blood Pressure Monitoring, 2012, 17:76-9 Validation of A&D TM-2430 upper-arm blood pressure monitor for ambulatory blood pressure monitoring in children and adolescents, according to the British Hypertension Society protocol.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安)：1年または30000 回の早いほう	TEL: 03-5391-6120  担当： メディカル営業部 梅田
3	医用電子血圧計	TM-2657P (日本販売型番： TM-2657、TM-2657P、 TM-2657VP)	*TM-2656 equivalence : <a href="http://www.dableducational.org/sphygmomanometers/devices_1_clinical.html#ClinTable">http://www.dableducational.org/sphygmomanometers/devices_1_clinical.html#ClinTable</a>	本体清拭方法：ぬるま湯と中性洗剤に浸し たガーゼや布をよく絞り、汚れを完全に拭 きとってください。  耐用年数:設置後5年 カフ内布清拭方法：肌に接する面の布を消 毒用アルコールで清拭してください。内布 が破損していないか確認してください。破 損時は新しいものと交換してください。	TEL: 03-5391-6120  担当： メディカル営業部 梅田

	製品名	型番	試験結果に関する情報 (学術論文等)	血圧計とカフの 清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
4	手動式電子血圧計	UM-102 (日本販売型番： UM-102, UM-102B)	*UM-101 Equivalence, Without use of "Mark" button : http://www.dableducational.org/sphygmomanometers/devices_1_clinical.html#MANUAL_SPHYGMOMANOMETERS ESH International Protocol ●Blood Pressure Monitoring, 2008, 13:37-42 Validation of the A&D UM-101 professional hybrid device for office blood pressure measurement according to the European Hypertension Society International Protocol. ●Blood Pressure Monitoring, 2010, 15:322-5 A new technique for simultaneous validation of two manual nonmercury auscultatory sphygmomanometers (A&D UM-101 and Accoson Greenlight 300) based on the International protocol.	ぬるま湯と中性洗剤に浸したガーゼや布をよく絞り、汚れを完全に拭きとってください。  本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安)：1年または30000回の早いほう	TEL: <a href="tel:03-5391-6120">03-5391-6120</a>  担当： メディカル営業部 梅田
5	医用電子血圧計	UM-211 (日本販売型番： UM-211)	ESH International Protocol revision 2010 ●Blood Pressure Monitoring, Post Author Corrections: May 17, 2017 Validation of the A&D UM-211 device for office blood pressure measurement according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010	ぬるま湯と中性洗剤に浸したガーゼや布をよく絞り、汚れを完全に拭きとってください。  本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安)：1年または30000回の早いほう	TEL: <a href="tel:03-5391-6120">03-5391-6120</a>  担当： メディカル営業部 梅田
6	医用電子血圧計	UM-212BLE (日本販売型番： UM-212BLE)	ISO 81060-2, 2018, Amendment 1, 2020 ●Blood Pressure Monitoring 2023 Apr 1;28(2):113-115. doi: 10.1097/MBP.0000000000000636. Epub 2023 Feb 13. Validation of the A&D UM-212BLE monitor according to ISO 81060-2, 2018: a device with clinically important programmability	ぬるま湯と中性洗剤に浸したガーゼや布をよく絞り、汚れを完全に拭きとってください。  本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安)：1年または30000回の早いほう	TEL: <a href="tel:03-5391-6120">03-5391-6120</a>  担当： メディカル営業部 梅田